

# Thermo Scientific MaxQ 4000

## Agitateurs-incubateurs de paillasse



Gagnez en productivité avec  
nos agitateurs MaxQ™ révolutionnaires !

FIABLE

24<sup>H</sup>/24  
7<sup>J</sup>/7

Le MaxQ 4000 est doté d'un entraînement à triple excentrique permettant le traitement d'une grande quantité d'échantillons, en continu, même à grande vitesse

### Chambre grande capacité

Jusqu'à six flacons de deux litres.

### Plus sûr par définition

Le système de verrouillage interrompt l'agitation lorsque le couvercle est ouvert ; le détecteur de balourd arrête le mouvement du plateau en cas de vibrations excessives ; des signaux d'alarme visuels et sonores informent l'utilisateur des écarts de température et de vitesse.

### Des paramètres de fonctionnement définis avec un minimum d'erreurs

La vitesse, la durée du programme et la température peuvent être consultées simultanément sur trois afficheurs distincts afin de minimiser les erreurs commises lors de la saisie des paramètres de fonctionnement.

### Version numérique

Moteur à induction sans charbons, vitesse réglable de 15 à 500 tr/min et marche continue ou programmable de 0,1 minute à 999 heures.

*Economisez et achetez un agitateur qui a fait ses preuves*

*Offre spéciale au verso !*

# Gagnez

## *en capacité et en productivité*

Achetez un agitateur Thermo Scientific MaxQ 4000  
et recevez ce pack promotionnel

- **Plateau de 46 cm x 46 cm**
- **Kit de pinces**
  - 2 pinces à flacons de 25 ml
  - 2 pinces à flacons de 50 ml
  - 2 pinces à flacons de 125 ml
  - 2 pinces à flacons de 250 ml
  - 4 pinces à flacons de 500 ml
  - 2 pinces à flacons de 1 L
  - 2 pinces à flacons de 2 L
- **Erlenmeyer PETG stériles à usage unique Thermo Scientific Nalgene**
  - 2 flacons de 125 ml
  - 4 flacons de 250 ml
  - 4 flacons de 500 ml
  - 2 flacons de 1 L
  - 2 flacons de 2 L

**Pack  
promotionnel**

**4 500 €**  
~~**7 300 €**~~

## ***N'ATTENDEZ PLUS !***

*OFFRE À DURÉE LIMITÉE.*

*Pour plus d'informations sur nos produits,  
rendez-vous sur [www.thermo.com/shakers](http://www.thermo.com/shakers) ou  
contactez votre distributeur local*

#### Informations de commande

Réf.	Désignation
9267C	Pack promo agitateur-incubateur numérique Thermo Scientific MaxQ 4000

Cette promotion est valable jusqu'au 31/12/10 et ne peut être cumulée avec d'autres offres.

**IMLAB**  
[www.imlab.com](http://www.imlab.com)  
[imlab@wanadoo.fr](mailto:imlab@wanadoo.fr)

Tél 03 20 55 19 11  
Fax 03 20 55 20 85

© 2010 Thermo Fisher Scientific Inc. Tous droits réservés. Toutes les marques déposées sont des marques commerciales ou déposées de Thermo Fisher Scientific Inc et de ses filiales. Les caractéristiques, conditions et tarifs sont susceptibles d'être modifiés.

PFSHM04FRCCG 0210

**Thermo**  
SCIENTIFIC