

HOTTES NF X 15-211 & ARMOIRES DE SÉCURITÉ

Hottes NF X 15-211 et armoires de sécurité

# OPÉRATION SPÉCIALE SÉCURITÉ & RESPECT DE L'ENVIRONNEMENT POUR L'ENSEIGNEMENT

## Labopur®



**TRIONYX**  
1<sup>er</sup> FABRICANT FRANÇAIS  
Armoires de sécurité pour produits dangereux

VOTRE REVENDEUR SPÉCIALISÉ TRIONYX :

IMLAB  
Centre d'Affaires de l'Horlogerie  
48 rue des Canoniers  
59000 Lille  
Tél 03 20 55 19 11  
Fax 03 20 55 20 85  
imlab@wanadoo.fr  
www.imlab.com

Valable du 15 juin au 15 décembre 2010

## TRIONYX, depuis plus de 30 ans, la sécurité est notre métier...

Forte de son expérience dans le domaine des armoires de sécurité pour le stockage des produits dangereux depuis plus de 30 ans, la société **TRIONYX**, le **premier fabricant français d'armoires de sécurité pour produits dangereux**, met, chaque jour, tout son savoir-faire et sa technicité dans la fabrication de ses hottes **Labopur®** et de ses armoires de sécurité anti-feu pour produits inflammables et produits multirisques.

Tout comme le reste de notre gamme, nos hottes **Labopur®** et nos armoires de sécurité anti-feu disposent d'une fabrication et d'une finition de qualité, contrôlées selon des processus et procédures établis à partir du référentiel de la norme qualité ISO 9001 version 2008.

De plus, les hottes **Labopur®** et les armoires de sécurité anti-feu ont été testées, avec succès, par des laboratoires français indépendants, conformément à la nouvelle norme **NF X 15.211** classe 2 version mai 2009 (pour les hottes) et à la norme **EN 14470-1** (pour les armoires).

Découvrez notre gamme :

1. Hottes à filtration et Hottes à filtration mobiles, montées sur table roulante
2. PMSF, Postes de Manipulation et de Stockage à Filtration
3. Armoire à ventilation filtrante
4. Armoires multirisques à 4 compartiments

...avec des **DISTRIBUTEURS** spécialisés, de proximité, pour vous conseiller et vous servir.



## 3. Armoire à ventilation filtrante

2 compartiments

### INCLUS :

- Système de ventilation/filtration et capacité du filtre à charbon actif testés et homologués à la norme NF X 15-211 de mai 2009.
- 2 compartiments indépendants.
- Étagères de rétention.
- Bacs de rétention.
- Filtre moléculaire polyvalent<sup>(3)</sup>.



Modèle présenté :  
AF5-2X  
+ CORG51



**NF X 15-211**  
mai 2009  
classe 2

Référence	Dimensions H x L x P (mm)	Prix PROMO <sup>(1)</sup> T.T.C.
AF5-2X + CORG51 (Armoire à portes pleines)	Ext. 2135 x 1100 x 500 Int. (2x) 1780 x 510 x 435	€ 2 190 € 3 699*
AF5-2X + CORG51 (Armoire à portes vitrées)		€ 2 699

## 1. Hottes à filtration

à partir de  
**1 999 € TTC**  
livraison offerte<sup>(2)</sup>



Modèle présenté :  
H405TR

**NF X 15-211**  
mai 2009  
classe 2

- INCLUS :**
- Homologuées NF X 15-211 mai 2009 → **SÉCURITÉ DES PERSONNES**
  - Plan de travail avec bac de rétention → **SÉCURITÉ RENFORCÉE**
  - Parois transparentes sur tous les côtés → **IDÉAL POUR LES "T.P."**
  - Livrées montées et prêtes à l'emploi : → **GAIN DE TEMPS**
  - Filtre moléculaire polyvalent<sup>(3)</sup> → **LA SOLUTION À VOS MANIPULATIONS**


Référence	Votre ensemble comprend	Dimensions H x L x P (mm)	Prix PROMO <sup>(1)</sup> T.T.C.
H205	Hotte H200 + filtre polyvalent CORG201	980 x 610 x 620	€ 1 999 € 2 294*
H405	Hotte H400 + filtre polyvalent CORG401	1200 x 900 x 740	€ 2 399 € 2 699*
H205TR	Hotte H200 + filtre polyvalent CORG201 + table roulante TR20	1840 x 610 x 620 (dont 860 mm de hauteur pour la table roulante)	€ 2 699 € 3 199*
H405TR	Hotte H400 + filtre polyvalent CORG401 + table roulante TR34	2060 x 900 x 740 (dont 860 mm de hauteur pour la table roulante)	€ 3 199 € 3 699*
PMSF200	Hotte H200 + filtre polyvalent CORG401 + table armoire de sécurité TA20	1840 x 610 x 620 (dont 860 mm de hauteur pour la table roulante)	€ 3 299 € 4 124*
PMSF400	Hotte H400 + filtre polyvalent CORG401 + table armoire de sécurité TR34	2060 x 900 x 740 (dont 860 mm de hauteur pour la table roulante)	€ 3 699 € 4 524*
CORG201	Filtre de rechange pour H200 - CORG201	70 x 545 x 380	€ 289
CORG401	Filtre de rechange pour H400 - CORG401	(2x) 70 x 545 x 380	€ 349

<sup>(1)</sup> valable pour toute commande passée entre le 15 juin et le 15 décembre 2010 incluant le transport et le déchargement du matériel au bas du camion. <sup>(2)</sup> Livraison gratuite. <sup>(3)</sup> Le filtre moléculaire polyvalent CORG permet d'adsorber la très grande majorité des produits couramment utilisés : acides organiques et inorganiques, composés organiques ou solvants.

# Labopur®

## 2. PMSF

- Postes de Manipulation et de Stockage à Filtration



Modèle présenté :  
PMSF400

← **Armoire de sécurité incluse**

**NF X 15-211**  
mai 2009  
classe 2

à partir de  
**3 299 € TTC**  
livraison offerte<sup>(2)</sup>

# 4. Armoires multirisques à 4 compartiments



à partir de  
**1 499 € TTC**  
livraison off rt <sup>(2)</sup>

**NF X 15-211** <sup>(4)</sup>  
mai 2009  
class 2

**EN 14470-1**  
avril 2004  
TYPE 30 minutes

- INCLUS :**
- <sup>(4)</sup> Système de ventilation/ filtration et capacité du filtre à charbon actif testés et homologués à la norme NF X 15-211 de mai 2009.
  - 4 compartiments séparés.
  - 8 étagères de rétention.
  - 4 bacs de rétention.
  - Fermeture à clef.
  - Pictogrammes normalisés.
  - Orifices de ventilation.



Modèle présenté  
7035M22+H50+CORG51

Modèle présenté  
ASDM22+H50+CORG51

## ▲ Armoire résistante 30 min au feu

Référence	Dimensions H x L x P (mm)	Normalisation	Prix PROMO <sup>(1)</sup> T.T.C.
ASDM22 (Armoire multirisque sans caisson de filtration)	Ext. 1825 x 1100 x 500 Int. (4x) 880 x 510 x 435	R5132-66/68 (Code de la Santé Publique)	<del>€ 1 590</del> <b>€ 1 499</b>
ASDM22+H50+CORG51 (Armoire multirisque + caisson de filtration avec filtre moléculaire polyvalent)	Ext. 2135 x 1100 x 500 Int. (4x) 880 x 510 x 435	R5132-66/68 (Code de la Santé Publique) NF X 15-211 <sup>(4)</sup>	<del>€ 2 754</del> <b>€ 2 499</b>
7035M22 (Armoire multirisque 30 min sans caisson de filtration)	Ext. 1990 x 1195 x 635 Int. (4x) 770 x 525 x 515	EN 14470-1 - 30 min R5132-66/68 (Code de la Santé Publique)	<del>€ 2 608</del> <b>€ 2 399</b>
7035M22+H50+CORG51 (Armoire multirisque 30 min + caisson de filtration avec filtre moléculaire polyvalent)	Ext. 2270 x 1195 x 635 Int. (4x) 770 x 525 x 515	EN 14470-1 - 30 min R5132-66/68 (Code de la Santé Publique) NF X 15-211 <sup>(4)</sup>	<del>€ 3 771</del> <b>€ 3 399</b>
CORG51 Filtre de rechange pour caisson H50, armoire AFP5-2X ou AF5-2X	70 x 390 x 390	NF X 15-211 <sup>(4)</sup>	€ 249,00