

# Agitateurs rotatifs

## Agitateurs rotatifs SB



SB2



SB3

Deux modèles : Vitesse fixe ou variable.

- Minuteur (modèle SB3).
- Angle d'agitation réglable.
- 6 supports au choix.
- Accessoire pour 1 double capacité sur le SB3.

Code	SB2	SB3
Vitesse de rotation (tours / min.)	Fixe : 20	Variable : 2 à 40
Contrôle de vitesse	-	Digital
Minuteur	Non	Oui - jusqu'à 999 minutes
Dimensions de l'appareil L x l x h (mm)	200 x 270 x 230	200 x 270 x 230
Alimentation électrique (V / Hz / W)	230 / 50 / 50	230 / 50 / 50
Poids (Kg)	3,2	3,2

## Supports pour agitateurs rotatifs SB

- Les agitateurs rotatifs sont vendus sans support offrant ainsi un grand nombre de possibilités.
- Il suffit de choisir le modèle adapté à ses besoins.

Code	Descriptif	Type d'agitation
SB3/1	40 microtubes de 1,5 ml de Ø 10 à 11,5 mm	Tête en haut / bas
SB3/2	20 tubes à essais standards de Ø 9 à 20 mm	Tête en haut / bas
SB3/3	12 tubes à centrifuger de 50 ml de Ø 25 à 35 mm	Tête en haut / bas
SB3/4	63 tubes de Ø 12 mm	Roule sur lui même
SB3/5	63 tubes de Ø 16 mm	Roule sur lui même
SB3/6	30 tubes de Ø 26 mm	Roule sur lui même
SB3/DUAL	Adaptateur 2ème plateau SB3/1 et/ou SB3/3	-



IMLAB  
Centre d'affaire de l'Horlogerie  
48 rue des Canonnières  
F-59000 Lille

www.imlab.com  
imlab@wanadoo.fr  
Tél 03 20 55 19 11  
Fax 03 20 55 20 85

# Agitateurs rotatifs



STR4

## Agitateurs rotatifs multifonctions STR4




- Que vous souhaitiez agiter des tubes à essais, des bouteilles ou des tubes coniques, l'unité de contrôle STR4 associée à l'un de ces nombreux accessoires vous permet de composer l'appareil de votre choix.
- Une régulation électronique permet de sélectionner avec précision la vitesse d'agitation et de la modifier facilement à tout moment.
- Une minuterie vous évite toute surveillance inutile de l'appareil. Vous pouvez aussi l'utiliser en continu.

Code	STR4
Vitesse de rotation (tours / min.)	6 à 60
Dimensions L x l x h (mm)	650 x 250 x 250
Alimentation électrique (V / Hz / W)	230 / 50 / 50
Poids (Kg)	6,4

## Supports pour STR4

- Les accessoires polyvalents et interchangeables permettent de modifier au gré de vos besoins votre appareil.

Code	Descriptif
STR4/1	Tambour support tubes à essais
STR4/2	Tambour support 2 flacons de 250 ml
STR4/3	Tambour support flacons inclinaison réglable
STR4/4	Tambour support 2 ou 4 flacons de 500 ml
STR4/5	Tambour support pour micro-tubes (240) complet
STR1/1	Plaque support de 12 tubes de diamètre 12 mm pour STR4/1
STR1/2	Plaque support de 10 tubes de diamètre 16 mm pour STR4/1
STR1/3	Plaque support de 8 tubes de diamètre 9 mm pour STR4/1
STR1/4	Plaque support de 7 tubes de diamètre 24 mm pour STR4/1
SW2/1	Support supplémentaire pour 60 tubes coniques de 1,5 ml, pour tambour STR4/5




STR4/1




STR4/2



STR4/3



STR4/4



STR4/5

**IMLAB**  
Centre d'affaire de l'Horlogerie  
48 rue des Canoniers  
F-59000 Lille

www.imlab.com  
imlab@wanadoo.fr  
Tél 03 20 55 19 11  
Fax 03 20 55 20 85