

# Incubateurs

IMLAB  
Centre d'Affaires de l'Horlogerie  
48 rue des Canonniers  
F-5900 Lille

www.imlab.com  
imlab@wanadoo.fr  
Tél 03 20 55 19 11  
Fax 03 20 55 20 85



## Incubateurs vision totale



- Réalisés en acrylique transparent pour une visibilité totale des échantillons.
- Accès simple à la chambre de travail.
- Epaisseur plexiglas : 5 mm.
- Nombreuses applications :
  - Multiplication de plantes.
  - Tests d'humidité.
  - Simulation de conditions tropicales.
  - Incubation d'appareils complets.
  - Test de corrosion.
  - Choix d'un contrôle analogique ou digital.



Code	SI60	SI60D
Contrôle	Analogique	Digital
Volume (l)	60	60
Gamme de température (°C)	Ambiant +5°C à 60°C	Ambiant +5°C à 60°C
Fluctuation de la température à 37°C (°C)	± 0,1	± 0,1
Variation de la température entre 2 étagères (°C)	± 0,3	± 0,3
Dimensions internes L x l x h (mm)	450 x 380 x 380	450 x 380 x 380
Dimensions externes L x l x h (mm)	600 x 390 x 390	600 x 390 x 390
Alimentation électrique (V / Hz / W)	230 / 50 / 350	230 / 50 / 350
Poids (Kg)	11,2	11,2



## Accessoires pour incubateurs vision totale

Code	Descriptif
SI60/1	Base pour incubateur SI60 et SI60D
SI60/2	Support avec 2 étagères
SI60/5	Bac de récupération d'eau en ABS, profondeur 20 mm