



## Rotavapors RII, Evaporateurs rotatifs BUCHI

IMLAB sarl  
Instrumentation  
Matériels de laboratoire



Centre d'Affaires de l'Horlogerie  
48 rue des Canonniers  
59000 LILLE

 03 20 55 19 11  
 03 20 55 20 85

[imlab@wanadoo.fr](mailto:imlab@wanadoo.fr)  
[www.imlab.com](http://www.imlab.com)

1/01/2010

### Rotavapors RII

Le Rotavapor R-II est conçu pour la distillation douce et rapide de solvants. Il peut être utilisé avec des ballons d'évaporation allant de 50 ml à 4000 ml. Le R-II est équipé d'un nouveau système d'étanchéité, d'une montée- descente du ballon **mécanique** et la vitesse de rotation est régulée électroniquement. Il ne dispose pas d'un affichage de T° du bain (indication par potentiomètre gradué). Le bain marie isolé thermiquement, est conçu pour fonctionner entre 20 et 180°C et peut par conséquent recevoir soit de l'eau soit de l'huile. Il ne dispose pas d'affichage de la température du bain (indication par potentiomètre graduée).

Le RII n'est disponible que dans les configurations de verrerie A, V, C

Tous les Rotavapor sont livrés avec le bain marie, avec un ballon d'évaporation de 1L et un ballon de réception de 1L. Pour les assemblages PLASTIC+GLASS (PLG), le ballon d'évaporation n'est pas en PLG, seuls le réfrigérant et le ballon de réception le sont.

Le RII est plus particulièrement destiné aux laboratoires d'enseignement n'ayant pas besoin d'une utilisation intensive de leur Rotavapor.

<b>Rotavapors RII</b>		
<b>Référence</b>	<b>Description</b>	<b>Prix € HT</b>
<b>Assemblage A</b>		
2411A0	Rotavapor RII , A 29/32 230V	2.465,00
2411A1	Rotavapor RII , A 29/32 230V P+G	2.557,00
<b>Assemblage V</b>		
2411V0	Rotavapor RII , V 29/32 230V	2.683,00
2411V1	Rotavapor RII , V 29/32 230V P+G	2.780,00
<b>Assemblage C</b>		
2411C0	Rotavapor RII , C 29/32 230V	2.721,00
2411C1	Rotavapor RII , C 29/32 230V P+G	2.813,00

## Rotavapors RII, Evaporateurs rotatifs BUCHI

Référence	Rotavapors RII Description	Prix € HT
-----------	-------------------------------	-----------



### ACCESSOIRES ET PIECES DE RECHANGE

048199	Bain Marie pour RII cpl. 230V	523,00
048230	Couvercle pour B-491	61,00
035001	Billes flottantes pour bains 250 pièces	51,00
048170	Assemblage A pour RII cpl.	566,00
048171	Assemblage A pour RII P+G cpl.	661,00
047979	Réfrigérant A RII	407,00
047980	Réfrigérant A RII P+G	505,00
048172	Assemblage V pour RII cpl.	650,00
048173	Assemblage V pour RII P+G cpl.	756,00
048188	Réfrigérant V RII	527,00
048189	Réfrigérant V RII P+G	627,00
048174	Assemblage C pour RII cpl.	829,00
048175	Assemblage C pour RII P+G cpl.	925,00
048195	Piège à froid, enveloppe externe pour RII	512,00
048196	Piège à froid, enveloppe externe pour RII PLASTIC+GLAS	612,00
048100	Robinet spécial RII	119,00
048160	Conduit de vapeur court DDR NS 29/32 kpl.	82,00
048164	Conduit de vapeur long DDR NS 29/32 kpl.	90,00

#### Conditions de vente 2010

Colonne Prix euro HT = prix de vente HORS TAXES, TVA 19,6% en sus

Livraison: franco si commande > 400,00 EUR

Frais transport si commande < 400,00 EUR: 25,00 EUR

Paieement: 30 jours date de facture

**GARANTIE: UNE ANNEE CONTRE TOUT VICE DE FABRICATION**