

pH- / mV-mètre de laboratoire

HI 221



Avantages particuliers

en Promotion !!!

- Indication lorsque le pHmètre doit être étalonné
- Indicateurs sur la condition de l'électrode et sur la qualité du temps de réponse de l'électrode
- Alarmes si l'étalonnage se fait dans des conditions non-optimales: électrode encrassée, tampon contaminé
- Fonction CALIBRATION CHECK pour un étalonnage précis et sur
- Fonctions BPL étendues
- Sortie RS232 standard
- Compris dans la livraison: le HI 221, une électrode de pH HI 1131P, une sonde de température en inox, HI 7669/2W, un support d'électrode HI 76404, des sachets de tampons pH 4 et 7, une solution de remplissage pour électrode, adaptateur secteur 12 V et manuel

Caractéristiques générales

Gamme pH	-2,00 à 16,00		
Résolution pH	0,01		
Exactitude pH	± 0,01		
Gamme rédox	± 0,2 (± 699,9) ; ± 1 (± 2000) mV		
Résolution rédox	0,1 (± 699,9) ; 1 (± 2000) mV		
Exactitude rédox	± 699,9 ; ± 2000		
Gamme température	0,1		
Résolution température	-20,0 à 120,0 ± 0,4 °C		
Fonction Calibration Check	Contrôle de l'état de l'électrode, Vérification de la procédure d'étalonnage		
Étalonnage pH	Automatique en 1 ou 2 points (pH 1,68, 4,01, 6,86, 7,01, 9,18, 10,01, 12,45)		
Compensation de température	Manuelle ou automatique de -20,0 à 120,0 °C	Connexion PC	Port série RS 232
Électrode(s) / sonde(s)	HI 1131P, corps Verre, jonction simple, à remplissage connecteurs BNC et banane avec 1 m de câble	Mémorisation	à la demande, 100 mesures
Sonde(s) de temp.	HI 7669/2W, 1 m de câble	Alimentation	Adaptateur secteur 12 V
		Dimensions / Poids	240 x 182 x 74 mm / 1,1 kg



www.imlab.com

Référence	Désignation	Prix	Prix PROMO (HTVA)
HI 221	pH-mV-mètre de laboratoire avec systèmes de contrôle d'électrode et d'étalonnage, fonctions BPL avancées, Compris dans la livraison: le HI 221, une électrode de pH HI 1131P, une sonde de température en inox, HI 7669/2W, un support d'électrode HI 76404, des sachets de tampons pH 4 et 7, une solution de remplissage pour électrode, adaptateur secteur 12 V et manuel	410.00	320.00

Validité de la promotion: pour toute commande avant le 15/12/2009