

Pour information, les Incubateurs bactériologiques FUNCTION LINE de HERAEUS ne sont plus fabriqués et sont remplacés par la série **HERATHERM**.

Pour mémoire, nous avons laissé ci-après les caractéristiques de ces incubateurs.

Caractéristiques communes aux incubateurs B et aux incubateurs à ventilation UB

Les incubateurs FUNCTION LINE sont faciles d'utilisation

Tout l'intérieur est en acier inoxydable résistant à la corrosion

Fiables, ils sont recommandés pour les laboratoires de Biologie, Microbiologie ainsi que pour le contrôle-qualité dans les industries pharmaceutiques, cosmétiques. Agro-alimentaire, Sciences Vétérinaires et contrôle pollution.

Tous les incubateurs sont conçus pour un fonctionnement sans surveillance

(sécurité classe 3.1 selon DIN 12880), ils sont également antiparasités et homologués GS

Température maximale d'utilisation 70°C

3 volumes 73,131 et 233 litres (**version B**), 3 volumes 64,112 et 210 litres (**version UB**)

Régulateur « confort » à grand affichage digital avec segments (rampes et paliers) de programmation pré-réglées avec des valeurs fixes

Réglage de température de consigne

(Appel de la minuterie - Appel des programmes pré-réglés)

Augmentation/Diminution de la température de consigne

Porte intérieure vitrée démontable pour un nettoyage meilleur

Porte étanche avec système de verrouillage de sécurité 1 point.

Interface RS232 en standard

Caractéristiques Techniques

Modèle		B6	UB6	B12	UB12	B20	UB20
Volume de travail	l	73	64	131	112	233	210
Température de travail	°C	Amb.+5 à 70	Amb.+5 à 70	Amb.+5 à 70	Amb.+5 à 70	Amb.+5 à 70	Amb.+5 à 70
Stabilité de température							
A 37°C, dans l'espace	°C	<=1.0	<=0.3	<=1.0	<=0.3	<=1.0	<=0.4
A 37°C, dans le temps	°C	<=0.2	<=0.2	<=0.2	<=0.2	<=0.2	<=0.2
Temps de montée à 37°C	min	37	14	41	15	71	18
Tx de renouvellement d'air/h		5	1	10	1	8	1
Puissance de chauffe	W	320	420	470	570	570	570
Dimensions LxhxP	mm						
Intérieures		408x459x390	408x459x344	552x610x390	552x610x334	610x672x570	610x672x514
Extérieures		552x700x685	552x700x685	696x850x685	696x850x685	754x910x865	754x910x865
Poids	kg	40	40	55	55	75	75

Modèles avec régulateur « confort »

Référence	Modèle	Prix
50042301	B6	
50060896	UB6	
50042307	B12	
50061000	UB12	
50042313	B20	
60061005	UB20	

Modèles avec régulateur « confort » et horloge programmable hebdomadaire

Référence	Modèle	Prix
50045755	B6 H	
50045760	B12 H	
50045765	B20 H	

Accessoires

Référence	Désignation	Prix
50042919	Etagère supplémentaire en acier Inox perforé pour B6	
50044611	Etagère supplémentaire en acier Inox perforé pour UB6	
50042920	Etagère supplémentaire en acier Inox perforé pour B12	
50044612	Etagère supplémentaire en acier Inox perforé pour UB12	
50042921	Etagère supplémentaire en acier Inox perforé pour B20	
50044613	Etagère supplémentaire en acier Inox perforé pour UB20	

Référence	Désignation	Prix
50044444	Certificat de calibration usine à 37°C au centre de l'espace de travail	
50057686	Certificat de calibration d'une température supplémentaire, (max. 2)	
50044956	Cartographie 27 points à 37°C selon la norme DIN 12880	
50057687	Cartographie 27 points d'une température supplémentaire selon la norme DIN 12880	