

Centrifugeuse Heraeus* Biofuge* Primo/Primo R

Les centrifugeuses Heraeus Biofuge Primo permettent de réaliser des traitements haute performance ou de petits volumes avec des rotors et des accessoires en option. Elles peuvent atteindre une vitesse de 15 000 tr/min.

Détails sur le produit

Ces appareils compacts regroupent les fonctionnalités de trois centrifugeuses de paillasse différentes en un seul instrument : micro-centrifugeuse, centrifugeuse ventilée polyvalente de taille moyenne ou centrifugeuse de recherche réfrigérée.

Disponibles avec ou sans réfrigération

Fonctions

- Capacité : 400 ml (4 × 100 ml)
- Panneau de commande à microprocesseur avec clavier à effleurement (EASYcontrol II)
- Affichage numérique reprenant tous les paramètres de cycles
- Régulation de la vitesse/FCR/durée
- Touche CYCLE RAPIDE pour les centrifugations de courte durée
- Choix de 2 pentes d'accélération et 9 pentes de décélération pour les échantillons sensibles
- Réglages actuels conservés en mémoire
- D'autres combinaisons rotor/adaptateurs permettent de centrifuger des tubes de 0,2 à 100 ml.

Fonctions de sécurité

- Double mécanisme de verrouillage du couvercle (fermeture à commande assistée avec interverrouillage du couvercle)
- Reconnaissance automatique des rotors
- Système électronique de détection des balourds
- Moteur sans balai à maintenance réduite vraiment silencieux

Centrifugeuse Primo R réfrigérée

Assure une régulation uniforme de la température de -9° à +40°C pour les échantillons thermosensibles. Réfrigérant sans CFC.

Accessoires en option : rotors angulaires, swing-out et microvolumes avec adaptateurs (vendus séparément).

Fabriqués et testés conformément aux normes EN 61 010-1, EN 61 010-2-020, EN 61326, EN 55011 B

Certifications: CE,

