

Agitateurs magnétiques Chauffants multipostes

RT 5 / RT 10 / RT 15

IKA®

01-06-2009

Les RT 5 10 ET 15 power sont des agitateurs magnétiques multipostes à haute performance, avec 5, 10 ou 15 postes et surface intégrée. Grâce à une répartition uniforme de la température sur la plaque chauffante, il se prête parfaitement à des essais en série, température max. du milieu (suivante de récipient): 70 °C.

- Postes à fonctionnement synchronisé
- Comparabilité absolue des conditions d'essai de chaque échantillon

	RT 5	RT 10	RT 15
Nombre de postes	5	10	15
Capacité d'agitation par poste (H₂O)	0.4 l	0.4 l	0.4 l
Capacité d'agitation totale	2 l	4 l	6 l
Plage de vitesses	0 à 1.000 min ⁻¹	0 à 1.000 min ⁻¹	0 à 1.000 min ⁻¹
Affichage vitesse: échelle	1 à 10	1 à 10	1 à 10
Puissance de chauffage	175 W	375 W	580 W
Plage de températures, surface	Amb.—120 °C	Amb.—120 °C	Amb.—120 °C
Temp. Maxi du milieu	70 °C	70 °C	70 °C
Réglage par cadran	1 à 10	1 à 10	1 à 10
Stabilité température du milieu	+/- 2°K	+/- 2°K	+/- 2°K
Dimensions de la plaque (L x L) en feuille de silicone	120 x 450 mm	180 x 450 mm	270 x 450 mm
Dimensions (L x P x H)	132 x 552 x 65 mm	198 x 552 x 65 mm	288 x 552 x 65 mm
Poids	ca. 3 kg	ca. 4.2 kg	ca. 6 kg
Référence	2930300	2930500	2930700
Prix EURO HTVA	1 359.00	1 816.00	2 271.00


www.imlab.com



RT 5



RT 10



RT 15