

# Agitateurs magnétiques Chauffants multipostes

RO 5 / RO 10 / RO 15

# IKA®

01-06-2009

Les RO 5 10 ET 15 power sont des agitateurs magnétiques multipostes NON CHAUFFANTS à haute performance, avec 5, 10 ou 15 postes. Boîtier entièrement recouvert d'inox, ce qui simplifie le nettoyage et évite les risques d'infiltration de liquides.

- Utilisation optimale de la surface
- Livré avec revêtement antidérapant en PUR amovible

|   | RT 5                        | RT 10                       | RT 15                       |
|---|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| <b>Nombre de postes</b>   | 5                           | 10                          | 15                          |
| <b>Capacité d'agitation par poste (H<sub>2</sub>O)</b>                | 0.4 l                       | 0.4 l                       | 0.4 l                       |
| <b>Capacité d'agitation totale</b>                                    | 2 l                         | 4 l                         | 6 l                         |
| <b>Plage de vitesses</b>  | 0 à 1.000 min <sup>-1</sup> | 0 à 1.000 min <sup>-1</sup> | 0 à 1.000 min <sup>-1</sup> |
| <b>Affichage vitesse: échelle</b>                                     | 1 à 10                      | 1 à 10                      | 1 à 10                      |
| <b>Dimensions de la plaque (L x L)<br/>en ACIER INOX ( AISI 304 )</b> | 120 x 450 mm                | 180 x 450 mm                | 270 x 450 mm                |
| <b>Dimensions (L x P x H)</b>   | 132 x 552 x 65 mm           | 198 x 552 x 65 mm           | 288 x 552 x 65 mm           |
| <b>Poids</b>  | ca. 2.3 kg                  | ca. 3.2 kg                  | ca. 4.7 kg                  |
| <b>Référence</b>  | 2930200                     | 2930400                     | 2930600                     |
| <b>Prix EURO HTVA</b>   | <b>886.00</b>               | <b>1 274.00</b>             | <b>1 567.00</b>             |

[www.imlab.com](http://www.imlab.com)



RO 5



RO 10



RO 15