

Tarif au 01-01-2011

Grande variété de Modèles et d'accessoires

Agitation de 100ml à 20 litres selon le modèle dans une plage de viscosité de 100 à 1000 mPa.s

## Vue d'ensemble des Agitateurs à hélice

Modèle	Capacité d'agitation (l)	Vitesse en tr/min Mini - Maxi	Plage de viscosité (mPas)	Affichage	Prix
RW11 basic	2	0-2000	100	Échelle	361.00
RW14 basic	8	100-2000	10 000	Échelle	Supprimé
RW16 basic ( Promo )	10	40-1200	10 000	Échelle	687.00
RW 20 DIGITAL	20	60-500 / 240-2000	10 000	Digital	959.00

## ■ RW 11 basic

Agitateur à hélice pour faible viscosité 0 à 100 mPa.s

Capacité maximale d'agitation 2000 ml

Couple constant sur toute la gamme

Puissance absorbée / débitée 1 Watts/ 1 Watts

Puissance sur l'arbre : 1 Watt

Dimensions Lxpxh 86x175x89mm – Poids 0.39 kg

livré avec tige d'agitation à pale **R1001**

Référence	Modèle	Prix
2830004	Bleu	361.00

## ■ R W 14 basic

Agitateur à hélice pour viscosité moyennes jusque 10000 mPa.s

Spécialement conçu pour **Écoles, Universités, Laboratoires de Contrôle**

Régulation électronique et continue de la vitesse

Protection de surcharge empêchant le blocage du moteur

Couple maxi sur le mandrin 8 Ncm

Puissance absorbée / débitée 28.5 Watts/ 17 Watts

Puissance sur l'arbre : 17 Watt

Protection IP 420

Mandrin pour tiges de Ø 0.5 -8 mm maxi

Bras de fixation de Ø 13x L 160 mm

Dimension sans bras de fixation : 70 x 176 x 197 mm ( LxPxH ) – Poids 2 kg

[www.imlab.com](http://www.imlab.com)

Référence	Désignation	Prix
3331400	Agitateur à hélice <b>RW14 basic</b>	<b>Supprimé</b>

■ R W 16 basic **Promo**

Agitateur à hélice pour faible viscosité 0 à 1000 mPa.s

Spécialement conçu pour **Écoles, Universités, Laboratoires de Contrôle**

Régulation continu de la vitesse

Protection de surcharge empêchant le blocage du moteur

Couple maxi sur le mandrin 30 Ncm

Puissance absorbée / débitée 75 Watts/ 55 Watts

Puissance sur l'arbre : 73 Watt

Protection IP 42

Mandrin pour tiges de Ø 10 mm maxi

Bras de fixation de Ø 13xL 160 mm

Dimension sans bras de fixation : 80 x 190 x 222 mm ( LxPxH ) – Poids 2.8 kg

Référence	Désignation	Prix
2572100	Agitateur à hélice <b>RW16 basic</b>	<b>687.00</b> ( <del>853.00</del> )

