

Bain chauffant HBR 4 digital

Bain chauffant digital caractérisé par :

- Affichage digital de la valeur de consigne, de la valeur réelle de la température et de la température de sécurité ainsi que la vitesse
- Electronique de régulation Fuzzy-Logic
- Agitation magnétique intégrée pour la circulation du liquide de thermostatisation, garantissant une meilleur répartition de la chaleur dans le bain
- Contrôle des dispositifs de sécurité à chaque mise en marche



Caractéristiques techniques

Puissance de chauffage	1000 W
Plage de température	temp ambiante - 200 °C
Possibilité de réglage de la température de chauffage	continu
Ecart de réglage (3l eau / 90 °C)	1 ±K
Ecart de réglage	2 ±K
Affichage de la vitesse	LCD
Possibilité de réglage de la vitesse	continu
Plage de vitesse	150 - 800 rpm
Puissance du moteur absorbée	5 W
Puissance du moteur débitée	1 W
Volume de bain max.	4 l
Hauteur utile min.	20 mm
Matériel en contact avec le produit	Inox 1.4301
Circuit de sécurité réglable min.	50 °C
Circuit de sécurité réglable max.	210 °C
Sécurité de classe DIN 12877	II
Diamètre extérieur	250 mm

Diamètre intérieur	200 mm
Hauteur extérieure	250 mm
Hauteur intérieure	160 mm
Dimensions (L x P x H)	340 x 250 x 340 mm
Poids	4.4 kg
Température ambiante admissible max.	40 °C
Humidité relative admissible	80 %
Protection selon DIN EN 60529	IP 21
Tension	230 / 115 / 100 V
Fréquence	50/60 Hz
Puissance absorbée de l'appareil	1020 W

Accessoires pour HBR4 digital

H 159 Double fond

Sert à caler les récipients dans le bain chauffant HBR 4 digital, sans gêner la rotation du barreau d'agitation.



H 240 Jeu d'anneaux

Anneaux servant à couvrir les bains chauffants HB 4 basic et HBR 4 digital. Protègent contre la poussière, le rayonnement thermique, les risques d'absorption d'eau et la formation de brouillard d'huile lors des opérations.



Tarif 2011

Référence	Libellé	Prix EUR HTVA
2602300	HBR 4 digital, bain chauffant, Amb. +225°C	2 470,00
2858700	H 240 jeu d'anneaux	353,00
1809700	H 159 double fond	162,00