

T 18 basic ULTRA-TURRAX® Package

Disperseur pour une capacité entre 1 et 1.500 ml (H₂O).
Package comportant T 18 basic et l'outil de dispersion S 18 N - 19 G.

Données techniques	
Capacité traitée (H ₂ O)	10 – 1.500 ml
Plage de vitesse	3.500 – 24.000 min ⁻¹
Puissance du moteur absorbée/débitée	500/300 W
Viscosité max. du milieu	5.000 mPa·s
Affichage de la vitesse	cadran gradué

Référence 9018900

784,00 €

Package sans support et noix de serrage



T 10 standard ULTRA-TURRAX® PCR Kit

Disperseur pour des Volumes de 1 à 100 ml. Idéal pour les tests PCR. "Package" comprenant le disperseur + la pince R 200 + le coffret avec outils de dispersions S 10 D - 7 G - KS - 65 et S 10 D - 7 G - KS - 110 + Set de 12 outils de dispersion S 10 D - 7 G - KS - 65.

Données techniques	
Capacité traitée (H ₂ O)	1 – 100 ml
Plage de vitesse	8.000 – 26.000 min ⁻¹
Puissance du moteur absorbée/débitée	125/75 W
Viscosité max. du milieu	5.000 mPa·s
Affichage de la vitesse	cadran gradué



VORTEX 1

Nouvel agitateur pour tubes à essai avec fonction "Touch".
Spécialement conçu pour mélanger des petits échantillons.
Vitesse réglable en continue.

NEW

Données techniques	
Agitation	orbitale
Amplitude d'agitation	4,5 mm
Capacité max. admissible (support inclus)	100 ml
Puissance du moteur absorbée/débitée	1,2 / 0,8 W
Plage de vitesse	1.000 – 2.800 min ⁻¹
Dimensions (L x P x H)	95 x 110 x 70 mm
Poids	0,55 kg

Référence 4047700

217,00 €



VORTEX 4 basic / VORTEX 4 digital

Petit agitateur-secoueur compact et universel, conçu pour agiter des petits récipients et microplaques.

NEW

NEW



VORTEX 4 basic
Référence 4049600

295,00 €



VORTEX 4 digital
Référence 4050100

359,00 €

VORTEX 4 basic

VORTEX 4 digital

2012 Best Value

IKA

IKA
100
years

Sensational
Price
Celebration



topolino / topolino mobil IKAMAG®

Mini agitateur magnétique pour des volumes allant jusqu' à 250 ml.
topolino mobil: fonctionnement mobile avec une longue durée de fonctionnement (8 - 12 h).

Données techniques	
Capacité d'agitation (H ₂ O)	250 ml
Plage de vitesse	30 – 1.800 min ⁻¹
Puissance du moteur absorbée/débitée	1, 1/0,8 W

topolino IKAMAG® Référence 3368000 topolino mobil IKAMAG® Référence 3381300

78,00 € **157,00 €**



RH basic 2 IKAMAG®

Agitateur magnétique avec plaque inox.

Données techniques	
Capacité d'agitation (H ₂ O)	10 l
Plage de vitesse	100 – 2.000 min ⁻¹
Plage de température	RT – 320 °C
Puissance de chauffage	400 W
Affichage de la vitesse / température	cadran gradué (0 – 6)

Référence 3339000

290,00 €



C-MAG HS 7 IKAMAG®

Agitateur magnétique avec plaque chauffante en vitrocéramique.
Prise DIN 12878 pour thermocontact électronique, par exemple ETS-D5.

Données techniques	
Capacité d'agitation (H ₂ O)	10 l
Plage de vitesse	100 – 1.500 min ⁻¹
Plage de température	50 – 500 °C
Puissance de chauffage	1.000 W
Affichage de la vitesse / température	cadran gradué/digital

Référence 3581200

391,00 €



C-MAG HS 7 IKAMAG® Package

Le package comprend le C-MAG HS 7, le thermocontact ETS-D5, la tige de statif H 16 V, le bras de fixation H 38 et la noix de serrage H 44.

Données techniques	
Capacité d'agitation (H ₂ O)	10 l
Plage de vitesse	100 – 1.500 min ⁻¹
Plage de température	50 – 500 °C
Puissance de chauffage	1.000 W
Affichage de la vitesse / température	cadran gradué/digital

Référence 9015900

503,00 €



IMLAB
Centre d'Affaires de l'Horlogerie
48 rue des Canoniers
59000 Lille

Tél 03 20 55 19 11
Fax 03 20 55 20 85

imlab@wanadoo.fr
www.imlab.com

KS 130 & KS 260 Packages – Performance extraordinaire d'IKA®



KS 130 basic Package

Petit agitateur silencieux, sans usure, doté d'un mécanisme d'entraînement parfaitement équilibré, pour une capacité d'agitation maximale jusqu'à 2 kg. Cadran d'affichage DEL pour la vitesse et de la minuterie.

Données techniques	
Agitation	orbitale
Plage de vitesse	80 – 800 min ⁻¹
Amplitude d'agitation	4 mm
Capacité max. admissible	2 kg
Minuterie	5 – 50 min

Référence 9019000

784,00 €



STICKMAX
Tapis antidérapant
Référence 3920000

AS 130.3
Support plateau
Référence 3120000

KS 130 control Package

Petit agitateur silencieux, sans usure, doté d'un mécanisme d'entraînement parfaitement équilibré, pour une capacité d'agitation maximale jusqu'à 2 kg. Affichage digital de la vitesse et de la minuterie. Mémorisation du positionnement final, pilotage et saisi des procédés automatiques par RS 232.

Données techniques	
Agitation	orbitale
Plage de vitesse	80 – 800 min ⁻¹
Amplitude d'agitation	4 mm
Capacité max. admissible	2 kg
Minuterie	0 – 9 h 59 min
Affichage de la vitesse	minuterie digital
Interface	RS 232

Référence 9019100

1.106,00 €

STICKMAX

Nouveau tapis universel antidérapant pour les supports à pinces des agitateurs KS 130, KS/HS 260, KS/HS 501 et KS 4000.

- Idéal en cas de changements fréquents du type et de la taille des récipients
- Auto-agrippant
- Retrait facile des tubes par mouvement de basculement latéral
- Désinfectable
- Force de retrait: 5 N/cm²
- Dimensions (L x P): 200 x 200 mm

IMLAB
Centre d'Affaires de l'Horlogerie
48 rue des Canoniers
59000 Lille

Tél 03 20 55 19 11
Fax 03 20 55 20 85

imlab@wanadoo.fr
www.imlab.com


STICKMAX
Tapis antidérapant
Référence 3920000

AS 130.3
Support plateau
Référence 3120000

STICKMAX

Nouveau tapis universel antidérapant pour les supports à pinces des agitateurs KS 130, KS/HS 260, KS/HS 501 et KS 4000.

- Idéal en cas de changements fréquents du type et de la taille des récipients
- Auto-agrippant
- Retrait facile des tubes par mouvement de basculement latéral
- Désinfectable
- Force de retrait: 5 N/cm²
- Dimensions (L x P): 200 x 200 mm



KS 130 control Package

Petit agitateur silencieux, sans usure, doté d'un mécanisme d'entraînement parfaitement équilibré, pour une capacité d'agitation maximale jusqu'à 2 kg. Affichage digital de la vitesse et de la minuterie. Mémorisation du positionnement final, pilotage et saisi des procédés automatiques par RS 232.

Données techniques	
Agitation	orbitale
Plage de vitesse	80 – 800 min ⁻¹
Amplitude d'agitation	4 mm
Capacité max. admissible	2 kg
Minuterie	0 – 9 h 59 min
Affichage de la vitesse	minuterie digital
Interface	RS 232



STICKMAX
Tapis antidérapant
Référence 3920000

AS 130.3
Support plateau
Référence 3120000

106,00 €

KS 260 basic Package

Petit agitateur silencieux, sans usure, doté d'un mécanisme d'oscillation équilibré, pour une capacité d'agitation maximale jusqu'à 7,5 kg. Cadran d'affichage DEL pour la vitesse et de la minuterie.

Données techniques	
Agitation	orbitale
Plage de vitesse	20 – 500 min ⁻¹
Amplitude d'agitation	10 mm
Capacité max. admissible	7,5 kg
Minuterie	5 – 50 min

Référence 9019200

1.078,00 €



2x STICKMAX
Tapis antidérapant
Référence 3920000



AS 260.3
Support plateau
Référence 3120600

KS 260 control Package

Petit agitateur silencieux, sans usure, doté d'un mécanisme d'oscillation équilibré, pour une capacité d'agitation maximale jusqu'à 2 kg. Affichage digital de la vitesse et temps programmé. Mémorisation du positionnement final, pilotage et saisi des procédés automatiques par RS 232.

Données techniques	
Agitation	orbitale
Plage de vitesse	10 – 500 min ⁻¹
Amplitude d'agitation	10 mm
Capacité max. admissible	7,5 kg
Minuterie	0 – 9 h 59 min
Affichage de la vitesse	minuterie digital
Interface	RS 232

Référence 9019300

1.402,00 €



2x STICKMAX
Tapis antidérapant
Référence 3920000




AS 260.3
Support plateau
Référence 3120600

Accessoires pour agitateurs (KS 130 / KS 260)

AS 130.1 Support universel
Référence 8017300

156,00 €



AS 130.2 Support à pinces
Référence 3115000

66,00 €



AS 130.4 Portoir pour tubes à essais
Référence 3120300

156,00 €



AS 260.1 Support universel
Référence 8017400

190,00 €



AS 260.2 Support à pinces
Référence 3115500

99,50 €



AS 2.1 Pince, 25 ml
Référence 1234300

16,80 €



AS 2.2 Pince, 50 ml
Référence 1234400

16,80 €



AS 2.3 Pince, 100 ml
Référence 1234500

16,80 €



AS 2.4 Pince, 200/250 ml
Référence 1234600

33,00 €



AS 2.5 Pince, 500 ml
Référence 1234700

33,00 €



AS 2.6 Pince, 1.000 ml
Référence 3819300

33,00 €

