

L'étuve à vide modèle **VT6025** de par ses dimensions extérieures réduites s'intègre sans difficulté dans un espace réduit.

Version standard :

Température maximale d'utilisation 200°C

Vide limite 1x10⁻² mbar

Intérieur en acier inox 1.4571

Hublot en double vitre de haute sécurité

Sécurité de surtempérature réglable avec sonde indépendante

Plateaux amovibles avec dispositif anti-basculement et arrêt en fin de course

Régulateur électronique KELVITRON T avec **affichage numérique de la température**

Affichage analogique de la pression

Vanne casse-vide

Classe de protection **IP20**

Volume utile		litres	25
Dimensions LxhxP	intérieures	mm	300x275x307
	extérieures	mm	480x600x450
Plateaux	standard		2
	Maxi		4
Poids	de l'étuve	Kg	58
	Charge totale autorisée	Kg	40
	Charge Maxi par plateau	Kg	20
Puissance	voltage	V	230+-10%
	Puissance	W	1300
Consommation		Wh/h	340
	Température	Maxi	°C
	Ecart dans l'espace	°C	+/-4
	Ecart dans le temps	°C	<0.5
Temps de chauffe	jusque 98% de 200°C	min	<100
Vide	final Maxi	Mbar	1 x 10 ⁻²

Référence	Désignation	Prix
51014550	VT 6025 Standard Etuve à vide 25 litres de capacité avec intérieur inox, chauffage par jaquette et thermorégulateur à microprocesseur Kelvitron T, dispositif de sécurité de surtempérature classe 2, deux étagères. 230V, 50/60 Hz	4 408.00
51014552	VT 6025 Comfort Etuve à vide 25 litres de capacité avec intérieur inox, chauffage par jaquette et thermorégulateur à microprocesseur Kelvitron T, dispositif de sécurité de surtempérature classe 2, deux étagères. 230V, 50/60 Hz avec raccord de gaz inerte, récipient soudé à l'intérieur et tubulure de mesure raccord DN 25	5 019.00
51014553	VT6025 Comfort Etuve à vide 25 litres de capacité avec intérieur inox, chauffage par jaquette et thermorégulateur à microprocesseur Kelvitron T, dispositif de sécurité de surtempérature classe 2, deux étagères. 230V, 50/60 Hz avec raccord de gaz inerte, récipient soudé à l'intérieur et tubulure de mesure raccord DN 25, affichage digital de la pression avec raccord d'enregistreur pour la pression, (enregistreur non livré)	7 248.00
51014554	VT6025 Comfort Etuve à vide 25 litres de capacité avec intérieur inox, chauffage par jaquette et thermorégulateur à microprocesseur Digicon, dispositif de sécurité de surtempérature classe 2, deux étagères. 230V, 50/60 Hz avec raccord de gaz inerte, récipient soudé à l'intérieur et tubulure de mesure raccord DN 25, affichage digital de la pression avec raccord d'enregistreur pour la pression, (enregistreur non livré), Digicon équipé en plus d'une sortie analogique 0-20mA/0-10V .	7 696.00

Accessoires

Référence	Désignation	Prix
50046860	Kit Interface connexion de mise au vide pour tubulure de 10 mm de diamètre, acier inox	185.00
50028403	Etagère supplémentaire (avec 2 supports)	134.00
51900284	Interface RS 232 pour KELVITRON	194.00
50048122	Interface connexion pour PC, câble 3m de long, adaptateur 9 vers 25 pin	37.70
50047372	Kelvilog logiciel de documentation température par RS 232	139.00
51900326	Vanne de régulation précise seulement pour 51014550	118.00

Référence	Désignation	Prix
50044187	Certificat de calibration à 150°C au centre de chaque plateau, pression absolue de +/- 50 mbar	299.00
50044188	Calibration pour une température additionnelle (Max deux)	191.00