

03



Précision et prix au centre d'attention, avec ajustage interne et externe

Caractéristiques

- **Clavier ergonomique optimisé** pour droitiers et gauchers
- **Chambre de protection en verre** pour une vue optimale sur l'objet à peser
- **Dimensions compactes** avantageuses pour gagner de la place
- **Détermination de pourcentage:** permet la pesée avec une valeur prédéterminée (100 %) et le relevé des écarts par rapport à cette valeur nominale
- **Pesage avec plage de tolérance**, idéale pour le portionnement, le dosage et le triage
- **1** uniquement ALJ: **Programme d'ajustage interne**

- **2** uniquement ALS: **Programme d'ajustage externe CAL**, pour régler la précision de la balance, poids de contrôle contre prix supplémentaire
- **UNITS:** Autres unités de mesure voir internet

Caractéristiques techniques

- Écran LCD rétroéclairé, hauteur de chiffres 17 mm
- Dimensions plateau ø 80 mm
- Dimensions totales (paravent de protection inclus): 210x340x330 mm
- Espace de pesée: 160x140x205 mm
- Poids net env. 5,7 kg
- Température ambiante tolérée 5°C / 35°C

Options

- **3** **Ionisateur** pour la neutralisation des charges électrostatiques, KERN YBI-01, € 820,-
- **4** **Table de pesage** pour absorber les secousses et les oscillations qui pourraient fausser les résultats de mesure, KERN YPS-01, € 770,-
- **5** **Imprimante matricielle**, KERN 911-013, € 330,-
- **6** **Imprimante thermique**, KERN YKB-01N, € 240,-
- **7** **Imprimante statistique**, KERN YKS-01, € 390,-

Pour plus détails sur les imprimantes voir page 124

EN SÉRIE



EN SÉRIE



OPTION



Modèle	Portée [Max] g	Lecture [d] mg	Reproductibilité mg	Linéarité mg	Poids min. par pièce [PP min] mg/pièce	Prix H.T. départ usine €	Option Cert. d'étalonnage DKD	
							DKD KERN	€
ALS 160-4A	160	0,1	0,1	± 0,3	0,5	950,-	963-101	125,-
ALS 250-4A	250	0,1	0,1	± 0,3	0,5	990,-	963-101	125,-
ALJ 160-4A	160	0,1	0,1	± 0,3	0,5	1040,-	963-101	125,-
ALJ 250-4A	250	0,1	0,1	± 0,3	0,5	1040,-	963-101	125,-

■ Réduction de prix

Tél. : +33 (0)3 20 55 19 11
Fax : +33 (0)3 20 55 20 85

Imlab sarl
Centre d'Affaires de l'Horlogerie
48 rue des Canoniers
F-59000 Lille

imlab@wanadoo.fr
www.imlab.com