

## Les différents systèmes de fixation pour tamiseuse AS200, AS300 et AS400



Plusieurs systèmes de fixation sont disponibles pour les tamiseuses RETSCH. Ils permettent de fixer les tamis rapidement, confortablement et sûrement. Les systèmes de fixation rapides “confort” sont particulièrement pratiques et permettent de gagner du temps.

Les systèmes de fixation “universels” vous permettent d’utiliser les tamis de 100—203 mm ( 8” ) de diamètre.

Le système de fixation économique n’est disponible que pour les AS200

Chaque système de fixation comprend un couvercle, deux tiges et deux vis. Voir photos ci-jointes.

cou- vercle	élément de fixation	support	tamissage à sec	tamissage humide	fenêtre en plexiglas
<b>Système de fixation pour l'AS 200 et l'AS 400</b>					
confort	élément rapide	lisse	oui	non	env. 150 / 300 mm
standard	écrou rapide	filet	oui	non	env. 150 / 300 mm
economy	écrou rapide	filet	oui	non	sans
<b>Système de fixation universelle pour l'AS 200 et l'AS 400</b>					
confort	élément rapide	lisse	oui	option	env. 90 mm
standard	écrou rapide	filet	oui	option	env. 90 mm
<b>Système de fixation pour l'AS 300</b>					
standard	écrou rapide	filet	oui	non	env. 150 mm

### Système de fixation économique

( tiges filetées )

Pour AS 200basic, digit et control

Référence: 32.662.0003

Pour tamis de 100/150/200/203 mm diamètre



### Système de fixation standard

( tiges filetées )

Pour AS 200basic, digit et control

Référence: 32.662.0002

Pour tamis de 200/203 mm diamètre



### Système de fixation confort

Tiges lisses

Pour AS 200basic, digit et control

Référence: 32.662.0001

Pour tamis de 200/203 mm diamètre



### Système universel de fixation standard

Pour AS 200basic, digit et control

Référence: 32.662.0005

Pour tamis de 100/150/200/203 mm diamètre

