

Bain-Marie STUART



Avantages particuliers

- Consigne et affichage digital (sur modèles SWB-D) de la température du bain
- Thermostat de sécurité ajustable
- Cuve en acier inox résistante à la corrosion
- Agitation linéaire ou orbitale (uniquement sur modèle SBS)
- Couvercle en option

Bains marie de laboratoire série SWB et SWBD

Température réglable de l'ambiance +5 à 100°C

Contrôle électronique de la température

3 capacités: 6, 15, 24 litres

2 modèles : Contrôleur analogique (**SWB**)
 Contrôleur digital avec thermostat de sécurité
 (**SWB-D**)

Bain en acier Inox

Isolation évitant les déperditions calorifiques

Voyant lumineux de mise sous tension

Alimentation 220V/50Hz



Analogique



Digital

Capacité en litres	Dimensions LxlxH en mm		Poids Kg	Puissance en Watts
	Intérieures	Extérieures		
6	300x150x200	335x190x270	6.1	750
15	300x325x200	335x370x270	8.7	1000
24	300x500x200	335x540x270	12.3	1500



Lecture digitale température

Référence	Modèle	Désignation	Prix
SWB1	SWB1	Bain marie 6 litres. Contrôleur analogique	684.00
SWB2	SWB2	Bain marie 15 litres. Contrôleur analogique	768.00
SWB3	SWB3	Bain marie 24 litres. Contrôleur analogique	844.00
SWB1 D	SWB1 D	Bain marie 6 litres. Contrôleur digital	828.00
SWB2 D	SWB2 D	Bain marie 15 litres. Contrôleur digital	889.00
SWB3 D	SWB3 D	Bain marie 24 litres. Contrôleur digital	980.00

www.imlab.com



La protection Biocote:
 Une innovation mondiale,
 Une protection unique ANTI-microbienne
 Interrompt et détruit le système de reproduction des cellules
 Efficace sur toutes sortes de bactéries et champignons
 Pour plus d'info: voir sur le site:

Couvercle en acier Inox, forme toit pour bain marie STUART

Référence	Désignation	Prix
SWB1/1	Couvercle métallique pour bain marie 6 litres	152.00
SWB2/1	Couvercle métallique pour bain marie 15 litres	179.00
SWB3/1	Couvercle métallique pour bain marie 24 litres	228.00



Bain-Marie STUART



Bain-marie agité de laboratoire série SBS40



SBS40 à agitation linéaire
(vitesse de 20 à 200 tpm)
ou **orbitale**, , amplitude 20 mm
Température de l'ambiance +5°C
à 99.9°C
Stabilité de +/-0.25°C

- Choix du type d'agitation.
 - Contrôle et affichage digitaux.
 - Détecteur de niveau d'eau.
 - Robinet de vidange.
 - Nombreux accessoires.
- Bain-marie à **agitation intégrée linéaire ou orbitale**. Des aimants puissants assurent la transmission du mouvement entre la cuve et la plate-forme. La verrerie se place simplement sur la plate-forme sans support particulier et est maintenue par des ressorts permettant ainsi de mélanger différents types de contenants
- .• Un détecteur de niveau d'eau est intégré et relié à un voyant en face avant de l'appareil pour avertir l'utilisateur d'un manque d'eau éventuel. Dans ce cas le chauffage est coupé pour éviter toute évaporation excessive dans la cuve
- .• Un robinet de vidange situé à l'arrière de l'appareil permet de vider la cuve de 24 litres sans effort.
- .• Les plate-formes peuvent recevoir par exemple : **8 erlenmeyers de 250 ml, ou 6 de 500 ml, ou 4 de 1000 ml** (ressorts livrés avec la plate-forme)
- .• Un thermostat indépendant contre les surchauffes est également intégré prévenant ainsi tout risque de défaillance.

Capacité en litres	Dimensions LxlxH en mm		Poids Kg	Puissance en Watts
	Intérieures	Extérieures		
24	300x500x200	335x540x320	17.0	1400

Référence	Modèle	Désignation	Prix
SBS40	SBS40	Bain marie 24 litres. Contrôleur digital. Agitateur incorporé (livré sans plate-forme d'agitation)	2 196.00

Plate-forme d'agitation pour bain marie STUART SBS30

www.imlab.com

Référence	Désignation	Prix
SB4S0/1	Plate-forme d'agitation linéaire pour bain marie STUART SBS40	347.00
SBS40/2	Plate-forme d'agitation orbitale pour bain marie STUART SBS40	377.00
SBS40/3	Plate-forme perforée pour bain-marie STUART SBS40 (pour une utilisation sans agitation)	73.00



Plate-forme d'agitation



Accessoires pour bain-marie SBS 40 STUART

Accessoires pour

Référence	Désignation	Prix
SBS40/4	Couvercle polycarbonate	251.00
SBS40/5	Support pour 143 microtubes de 1.5 ml	155.00
SBS40/6	Support pour 120 microtubes de diam. 13 mm	155.00
SBS40/7	Support pour 76 tubes de diam. 16 mm	155.00
SBS40/8	Support pour 56 tubes de 15 ml	155.00
SBS40/9	Support pour 30 tubes de diam. 26mm	155.00
SBS40/10	Support pour 25 tubes à centrifuger de 50 ml	155.00