

## Agitateurs vortex – 2 modèles au choix

Le **modèle économique, SA7**, fonctionne à une vitesse fixe de 2500 vibrations / minute. Il assure une agitation rapide et uniforme.

Le **modèle à vitesse variable, SA8**, offre un contrôle électronique de la vitesse (200 à 2500 vibrations / minute).

Faciles à utiliser et très efficaces. Stabilité maximum.

Aucune maintenance, la construction en zinc recouvert d'une peinture en polyester permet de nettoyer très facilement l'appareil.

Garantis 3 ans. Conformés aux standards de sécurité Européens.

Code	SA7	SA8
		
Vitesse d'agitation (vibrations / min.)	2500	200 à 2500
Orbite	4,2	4,2
Dimensions L x l x h (mm)	135 x 215 x 78	135 x 215 x 78
Alimentation électrique (V / Hz / W)	90-240 / 50-60 / 20	90-240 / 50-60 / 20
Poids (Kg)	3,2	3,2

Code	Désignation	Prix HTVA	Prix HTVA PROMO ***
SA7	Agitateur Vortex STUART SA7	208.00	<b>179.00</b>
SA8	Agitateur Vortex à vitesse variable STUART SA8	242.00	<b>199.00</b>

**\*\*\* prix PROMO valables jusqu'au 15/12/2011**

### Accessoires pour vortex

Mis à part le support central fourni en standard permettant d'agiter des tubes à essais, des tubes coniques et même des petites bouteilles (jusqu'à 30 mm de diamètre), le modèle SA8 peut être complété de nombreux accessoires pour être utilisé avec des plaques de microtitration, des flacons (< 500 ml), des tubes à centrifuger (8 x 0,2 ml + 16 x 1,5 ml) et un rectangle de mousse pouvant être "customisé"

Ces accessoires se positionnent tout simplement sur le support central en quelques secondes.

Code	Descriptif	Prix HTVA	Prix HTVA PROMO ***
SA8/1	Kit de 4 supports différents pour SA8 : - 1 support en plastique pour les plaques de microtitration. - 1 support circulaire en mousse pour les béchers et flacons (jusqu'à 500 ml). - 1 support rectangulaire en mousse pour les tubes à centrifuger (contenance : 8x0,8ml ; 8x0,5ml et 16x1,5ml). - 1 support rectangulaire en mousse sans découpe pour une adaptation parfaite aux contenants utilisateurs.	58.00	<b>52.00</b>
SR2	Tige de statif Ø 12,5 mm, longueur 300 mm	23.20	<b>22.00</b>