

Conservation de paillettes ou cryotubes avec une autonomie de 27 à 340 jours selon le modèle

Col de diamètre 51 mm limitant au maximum l'évaporation

Anneau à encoche permettant le repérage des canisters

Piège à molécules permettant un excellent maintien du vide

Enveloppe externe en aluminium, Isolation renforcée

Système de blocage des canisters lors du transport du cryoconservateur.

Livré complet avec 6 canisters de Ø 38x127mm pour **XTL3, XTL8, XT10-5, XT20-5, XT34-5**

Ø 38x279mm pour **XT10-11, XT20-11 et XT34-11**

Autonomie statique pour récipient plein, sans canister

Autonomie dynamique autonomie statique divisée par 1.6 = valeur usuelle

Évaporation journalière. mesurée le récipient plein, sans canister

Canister de 127 mm pour paillettes

Canister de 279 mm pour paillettes ou ampoules (cryotubes de 1.2ml et 2.0 ml)

En option sur le XT 20 et XT 34, une alarme sonore et visuelle de niveau bas en azote liquide!

Référence		3XTLB	8XTLB	10XTB-5	10XTB-11	20XTB-5	20XTB-11	34XTB-5	34XTB-11
Modèle		XTL3	XTL8	XT10-5	XT10-11	XT20-5	XT20-11	XT34-5	XT34-11
Cap. d'Azote liquide	l	3	8	10	10	20.7	20.7	34	34
Autonomie statique	jour	27	80	100	100	230	230	340	340
Autonomie dynamique	jour	17	50	62	62	140	140	212	212
Évaporation journalière	l/jour	0.11	0.10	0.10	0.10	0.09	0.09	0.10	0.10
Nombre de canisters		6	6	6	6	6	6	6	6
Cap. en cryotubes 1.2/2ml (6/cane)		NA	NA	180	180	180	180	180	180
Cap. en paillettes de 0.5ml (10/cane)		NA	NA	540	540	540	540	540	540
Cap. en paillettes de 0.5 ml + gobelet		750	750	750	750	750	750	750	750
Cap. en paillettes de 0.25 ml + gobelet		NA	NA	1500	1500	1500	1500	1500	1500
Dimensions Ø x ht	mm	193x437	396x483	290x597	290x597	396x655	396x655	478x668	478x668
Poids vide/Plein	kg	3.3/5.7	8.9/15.4	7.5/15.6	7.5/15.6	11.8/28.6	11.8/28.6	15.8/43.3	15.8/43.3
Nombre de canisters inclus dans le prix		6	6	6	6	6	6	6	6
Prix HT EUR		798.00	912.00	855.00	855.00	875.00	875.00	1 095.00	1 095.00

Accessoires/Options/Pièces de rechange

Pour modèle	Référence	Désignation	PRIX HT EUR
XTL3	R003-9C16	Insert isolant (de rechange)	22.10
	R003-9C24	Canister Ø38x ht 127mm	22.10
XTL8	R033-9C16	Insert isolant (de rechange)	29.90
	R008-9C24	Canister Ø38 x ht 127mm	22.10
	R018-8C00	Support à roulette	219.90
XT10-5/XT10-11	R013-9C16	Insert isolant (de rechange)	28.80
	R013-9C24	Canister Ø38 x ht 127mm	24.40
	R013-9C14	Canister Ø38 x ht 279mm	24.40
XT20-5/XT20-11	R033-9C16	Insert isolant (de rechange)	29.90
	R010-9C24	Canister Ø38 x ht 170mm	22.10
	R033-9C24	Canister Ø38 x ht 279mm	22.10
	R018-8C00	Support à roulette	219.90
XT34-5/XT34-11	R033-8C15	Alarme sonore et visuelle du niveau bas de l'azote liquide	870.40
	R033-9C16	Insert isolant (de rechange)	29.90
	R010-9C24	Canister Ø38 x ht 170mm	22.10
	R033-9C24	Canister Ø38 x ht 279mm	22.10
	R018-8C00	Support à roulette	219.90
	R033-8C15	Alarme sonore et visuelle du niveau bas de l'azote liquide	870.40