



Cryo-conservateur de grande capacité Série HC

TAYLOR WHARTON

Cryo-conservateurs de grande capacité permettant le stockage de cryotubes ou de paillettes dans moins de 35 l d'Azote liquide.

Col large de 91 ou 119 mm, selon les modèles

En option (sauf pour le 12HCLB-6), une alarme sonore et visuelle de niveau bas en azote liquide!

Référence		12HCLB-6	20HCB	34HCB	35HCB	35VHCB
Modèle		HCL 12-6	HC 20	HC 34	HC 35	VHC 35
Autonomie statique	jour	60	87	200	130	130
Autonomie dynamique	jour	37	54	125	81	81
Évaporation journalière	l/jour	0.20	0.23	0.17	0.27	0.27
Capacité d'Azote liquide	l	12	20	34	35	35
Nombre de canisters /variante		6	6	6	10	6/*
Dimensions des canisters	mm	70x127	70x279	70x279	67x279	94x279
Capacité en cryotubes 1.2/2ml		-	570	570	1850	1050
Capacité paillettes 0.5ml				1860	2600	3900
Paillettes 0.5 ml vrac		2940	2940	2940	4900	4950
Paillettes 0.50ml, 10/ canister		-	1850	1850	2800	3000
Dimensions du col	mm	91	91	91	119	119
Dimensions Ø x ht	mm	396/482	396/615	478/668	478x681	478x681
Poids vide/Plein	kg	9.8/19.5	12.0/28.2	16.1/43.6	17.7/46.0	17.2/45.5
Nombre de canisters inclus dans le prix		6	6	6	10	6
Prix HT EUR		1 080.00	1 122.00	1 252.00	1 548.00	1 485.00

* possibilité de placer un 7^{ème} canister en option

Accessoires/Options

Pour modèle	Référence	Désignation	PRIX HT EUR
12HCLB-6	R011-9C16	Insert isolant (de rechange)	48.60
	R012-9C24	Canister Ø70x ht 127mm	28.70
	R018-8C00	Support à roulette	219.90
20HCB	R020-9C16	Insert isolant (de rechange)	44.20
	R020-9C24	Canister Ø70 x ht 279mm	28.70
	R018-8C00	Support à roulette	217.70
	R034-8C15	Couvercle avec alarme sonore et visuelle du niveau bas	868.70
34HCB	R034-9C16	Insert isolant (de rechange)	46.40
	R034-9C24	Canister Ø70 x ht 279mm	24.30
	R033-8C00	Support à roulette	219.90
	R034-8C15	Couvercle avec alarme sonore et visuelle du niveau bas	868.70
35HCB	R037-9C16	Insert isolant (de rechange)	56.40
	R037-9C24	Canister Ø67 x ht 279mm	24.30
	R033-8C00	Support à roulette	219.90
	R037-8C15	Couvercle avec alarme sonore et visuelle du niveau bas	868.70
35VHCB	R036-9C16	Insert isolant (de rechange)	56.40
	R036-9C24	Canister Ø94 x ht 279mm	35.40
	R033-8C00	Support à roulette	219.90
	R036-8C30	Couvercle avec alarme sonore et visuelle du niveau bas	868.70
	R036-9C27	7 ^{ème} canister	54.40