

Les cryo conservateurs de la **série LS** se prêtent au stockage ou au transport de cryoboîtes (25 à 100 cryotubes selon les modèles), pour une capacité max. de 750 à 6000 cryotubes de capacité 1.2/2ml. Le système de rack avec cryoboîte permet d'inventorier et d'identifier les échantillons. Le modèle compact LS750 peut également être équipé de canister. En option, alarme sonore et visuelle de niveau bas en azote liquide!

Référence		LS750B	LS3000	LS4800	LS6000
Modèle		LS750	LS3000	LS4800	LS6000
Capacité d'Azote liquide	l	35	81	130	165
Autonomie statique	jour	130	106	200	194
Évaporation journalière	l/jour	0.27	0.76	0.65	0.84
Col	Ømm	119	216	216	216
Nombre de racks livrés inclus dans le prix		6	6	6	6
Nombre de boîte par Rack		5	5	8	10
Cap. En cryoboîtes (non livrées)		30	30	48	60
Cap. de cryotubes 1.2/2ml par boîte		25	100	100	100
Cap. totale des cryotubes 1.2/2ml		750	3000	4800	6000
Ø x hauteur	mm	478/681	683/731	683/892	683/991
Poids vide	kg	17.7	31.8	40.9	55.0
Poids rempli d'azote liquide (sans racks)	kg	46.0	97.4	146.1	186.4
PRIX HT (*)		1 735.00	3 610.00	3 925.00	4 335.00

(*) comprend les racks mais pas les cryoboîtes)

Les modèles LS3000, LS4800 et LS6000 peuvent être équipés du système de remplissage automatique d'azote avec le label conforme à la norme Medical Devices Directive MDD 93/42EC

Référence	Modèle	PRIX EUR HT
CryoCE LS3000	Cryoconservateur LS3000 équipé en plus du Système de remplissage automatique Cryocon AFT-3L	8 425.00
CryoCE LS4800	Cryoconservateur LS3000 équipé en plus du Système de remplissage automatique Cryocon AFT-3L	8 725.00
CryoCE LS6000	Cryoconservateur LS3000 équipé en plus du Système de remplissage automatique Cryocon AFT-3L	9 225.00

Cryocon AFT-3L		
Caractéristiques		
<ul style="list-style-type: none"> • Indication du niveau • Contrôle du niveau et auto-remplissage • Affichage température • Contrôle température • Alarmes pour température haute, niveau, erreur sonde, trop peu d 'azote, couvercle ouvert 	<ul style="list-style-type: none"> • Remplissage manuel • Acquisition de données par porte série pour PV, imprimante • Dégivrage automatique si couvercle ouvert • 	Options <ul style="list-style-type: none"> • Interface RS 485 • Interface 4-20mA, 0-2 et 0-10 V pour température • Câble PC/imprimante

Accessoires/Options

Pour modèle	Référence	Désignation	PRIX HT
LS750			
	R036-9C34	Rack pour 5 boîtes (de rechange)	88.50
	R036-9C16	Insert-fermeture isolant (de rechange)	56.40
	R033-8C00	Support à roulettes	219.90
	R036-8C30	Couvercle avec alarme sonore et visuelle du niveau bas	868.70
	R036-9C45	Cryoboîtes carton pour 25 cryotubes, 30 boîtes nécessaire pour le LS750	3.90
	5025-5C05	Cryoboîtes plastique pour 25 cryotubes, 30 boîtes nécessaire pour le LS750	11.40

Pour modèle	Référence	Désignation	PRIX HT
LS3000			
	RS30-9C50	Rack pour 5 boîtes (de rechange)	123.10
	RS30-9C16	Insert-fermeture isolant (de rechange)	253.30
	R05K-8C00	Support à roulettes	407.20
	RS30-8C40	Couvercle avec alarme sonore et visuelle du niveau bas	896.10
	5026-1010	Cryoboîtes plastique pour 100 cryotubes (1.8 ml) , 30 boîtes nécessaire pour le LS3000	11.90

Pour modèle	Référence	Désignation	PRIX HT
LS4800			
	R05K-9C50	Rack pour 8 boîtes (de rechange)	156.20
	R05K-9C16	Insert-fermeture isolant (de rechange)	215.00
	R05K-8C00	Support à roulettes	407.20
	R05K-8C26	Couvercle avec alarme sonore et visuelle du niveau bas	896.10
	5026-1010	Cryoboîtes plastique pour 100 cryotubes (1.8 ml) , 48 boîtes nécessaire pour le LS4800	11.90

Pour modèle	Référence	Désignation	PRIX HT
LS6000			
	RS60-9C50	Rack pour 10 boîtes (de rechange)	156.20
	RS60-9C16	Insert-fermeture isolant (de rechange)	205.00
	R05K-8C00	Support à roulettes	407.20
	RS60-8C40	Couvercle avec alarme sonore et visuelle du niveau bas	896.10
	5026-1010	Cryoboîtes plastique pour 100 cryotubes (1.8 ml) , 60 boîtes nécessaire pour le LS6000	11.90