

Réservoir pour stockage d'azote liquide Série XL TAYLOR WHARTON



Systèmes de transport, stockage et transfert d'azote liquide
Construction en acier Inox : cylindre interne et externe
Tous les modèles sont conformes aux normes Européennes (T)PED
1999 / 36 / EC

Les réservoirs type «PB » sont équipés en plus d'un circuit complémentaire de montée en pression. Recommandé pour remplissage fréquent ou pour le remplissage automatique de cryoconservateurs type K

Systèmes livrés complet avec tête de sécurité, régulateur de pression, jauge de niveau, raccord de remplissage et de soutirage 3/8" NPT.
Equipés également de roulettes (sauf les modèles 160 et 180)



Modèle		XL70PB CE	XL120 CE	XL 120 PB CE	XL160 CE	XL 180/ 20" CE	XL180/ 26" CE	XL 180/ 26" PB CE	XL 240 CE	XL240 PB CE
--------	--	--------------	----------	-----------------	----------	-------------------	------------------	----------------------	--------------	----------------

Capacité maximale d'azote liquide	l	70	126	126	163	186	189	189	250	250
Capacité maximale utilisable	l	67	120	120	160	180	181	181	240	240
Pression maximale	bar	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5
Évaporation	% / jour	3.1	2.2	2.2	1.5	1.3	1.3	1.3	1.4	1.4
Poids vide/plein	kg	71/125	82/179	82/179	104/234	115/260	116/263	116/263	137/332	137/332
Ø x hauteur	mm	508/1065	508/1300	508/1300	508/1464	508/1635	660/1280	660/1280	660/1510	660/1510
Circuit de montée en pression		oui	non	oui	non	non	non	oui	non	oui
Système sur roulettes		oui	oui	oui	non	non	non	non	oui	oui

Référence	Désignation	Prix EUR HT**
XL 70 PB CE	Réservoir de stockage d'azote liquide série XL, 70 litres, 1,5 bar, sur roulettes, avec circuit de montée en pression, sur roulettes	3 630.00
XL 120 CE	Réservoir de stockage d'azote liquide série XL, 120 litres, 1,5 bar, sur roulettes	3 710.00
XL 120 PB CE	Réservoir de stockage d'azote liquide série XL, 120 litres, 1,5 bar, avec circuit de montée en pression, sur roulettes	4 150.00
XL 160 CE	Réservoir de stockage d'azote liquide série XL, 160 litres, 1,5 bar	3 350.00
XL 180/ 20 CE	Réservoir de stockage d'azote liquide série XL, 180 litres, 1,5 bar, sur roulettes	4 400.00
XL 180/26 CE	Réservoir de stockage d'azote liquide série XL 180 litres, 1,5 bar, sur roulettes	4 950.00
XL 180/26 PB CE	Réservoir de stockage d'azote liquide série XL 180 litres, 1,5 bar, sur roulettes, avec circuit de montée en pression, sur roulettes	4 950.00
XL 240 CE	Réservoir de stockage d'azote liquide série XL 240 litres, 1,5 bar, sur roulettes	4 950.00
XL240 PB CE	Réservoir de stockage d'azote liquide série XL, 240 litres, 1,5 bar, avec circuit de montée en pression, sur roulettes	5 350.00

** Hors frais de port: Frais de transport et livraison rez de chaussée: nous consulter

Réservoir pour stockage d'azote liquide Série XL TAYLOR WHARTON



Accessoires—options

Référence	Désignation	Prix EUR HT
1700-9C65	Tuyau de raccordement pour transfert 1.2m, DN10	292.00
1600-9C66	Tuyau de raccordement pour transfert 1.8m, DN10	347.00
1193-8C80	Séparateur de phase	90.00
TROLLEY	Chariot de transport pour XL 160 et XL 180	1 619.00



Trolley



Tuyaux de transfert



Séparateur de phase