



## NABERTHERM

01-01-2020

### FOURS Etuves à convection forcée HAUTE TEMPERATURE

#### Equipés d'un programmateur B400, 5 programmes de 4 étapes

Tmax.	Modèle	Volume, litres	Référence	Prix EUR HTVA	Prix Etagère (max. 2)
450 °C	N 30/45 / B400	30	NA--0341D1	<b>5.210,-</b>	210,-
	N 60/45 / B400	60	NA--0641D2	<b>5.510,-</b>	250,-
	N 120/45 / B400	120	NA--1241D2	<b>6.570,-</b>	300,-
	N 250/45 / B400	25	NA--2541D2	<b>9.460,-</b>	500,-
	N 560/45 / B400	560	NA--5041D2	<b>13.760,-</b>	730,-
650 °C	N 15/65 / B410	15	NA-0161B1 (1)	<b>4.370,-</b>	-
	N 30/65 / B400	30	NA--0361D2	<b>6.330,-</b>	210,-
	N 60/65 / B400	60	NA--0661D2	<b>7.050,-</b>	250,-
	N 120/65 / B400	120	NA--1261D2	<b>10.060,-</b>	300,-
	N 250/65 / B400	250	NA--2561D2	<b>13.250,-</b>	500,-
850 °C	N 500/65 / B400	500	NA--5062D2	<b>16.660,-</b>	730,-
	N 30/85 HA / B400	30	NA--0380D2	<b>6.550,-</b>	210,-
	N 60/85 HA / B400	60	NA--0680D2	<b>7.500,-</b>	250,-
	N 120/85 HA / B400	120	NA--1280D2	<b>10.490,-</b>	300,-
	N 250/85 HA / B400	250	NA--2580D2	<b>14.940,-</b>	500,-
	N 500/85 HA / B400	500	NA--5080D2	<b>20.470,-</b>	730,-

1) programmateur B 410

2) programmateur C450

## NABERTHERM

### FOURS Etuves à convection forcée HAUTE TEMPERATURE

Equipés d'un programmeur C440, 10 programmes de 20 étapes

Tmax.	Modèle	Volume, litres	Référence	Prix EUR HTVA	Etagère (max. 2)
450 °C	N 30/45 / C440	30	NA--0341C1	<b>5.410,-</b>	210,-
	N 60/45 / C440	60	NA--0641C2	<b>5.710,-</b>	250,-
	N 120/45 / C440	120	NA--1241C2	<b>6.770,-</b>	300,-
	N 250/45 / C440	25	NA--2541C2	<b>9.660,-</b>	500,-
	N 560/45 / C440	560	NA--5041C2	<b>13.960,-</b>	730,-
650 °C	N 15/65 / C450	15	NA-0161C1 (2)	<b>4.530,-</b>	-
	N 30/65 / C440	30	NA--0361C2	<b>6.530,-</b>	210,-
	N 60/65 / C440	60	NA--0661C2	<b>7.250,-</b>	250,-
	N 120/65 / C440	120	NA--1261C2	<b>10.260,-</b>	300,-
	N 250/65 / C440	250	NA--2561C2	<b>13.450,-</b>	500,-
850 °C	N 500/65 / C440	500	NA--5061C2	<b>16.860,-</b>	730,-
	N 30/85 HA / C440	30	NA--0380C2	<b>6.750,-</b>	210,-
	N 60/85 HA / C440	60	NA--0680C2	<b>7.700,-</b>	250,-
	N 120/85 HA / C440	120	NA--1280C2	<b>10.690,-</b>	300,-
	N 250/85 HA / C440	250	NA--2580C2	<b>14.690,-</b>	500,-
	N 500/85 HA / C440	500	NA--5080C2	<b>20.670,-</b>	730,-

1) programmeur B 410

2) programmeur C450

#### Conditions de vente

**Prix en EURO HTVA, TVA en sus**

**Livraison:** forfait EN SUS en fonction du modèle

**Garantie:** une année sur les composants électriques et mécaniques à l'exception des pièces d'usures et pièces soumises à de fortes sollicitations thermiques, comme par exemple les résistances chauffantes (trois mois)

**Paieiment:** sur demande

# RÉGULATEUR-PROGRAMMATEUR DE TEMPÉRATURE B400-B410-C440-C450



Fonctionnalités des programmeurs standard	B400/ B410	C440/ C450
Nombre de programmes	5	10
Segments	4	20
Fonctions spéciales (p. ex. soufflerie ou clapets automatiques)	2	2
Nombre maxi de zones contrôlées	1	1
Pilotage de la régulation manuelle des zones	•	•
Régulation de la charge/régulation dans le bain		
Auto-optimisation	•	•
Horloge en temps réel	•	•
Ecran LCD bleu sur fond blanc	•	•
Ecran graphique couleur		
Messages d'état en clair	•	•
Saisie des données par clavier numérique		
Saisie de données au moyen d'un écran tactile		
Saisie des données via la molette et des boutons	•	•
Entrer le nom du programme (ex: „Frittage“)	•	•
Verrouillage des touches	•	•
Gestion des utilisateurs	•	•
Fonction saut pour changement de segment	•	•
Saisie du programme par pas de 1 °C ou 1 min	•	•
Heure de démarrage réglable (p. ex. pour courant de nuit)	•	•
Permutation °C/°F	•	•
Compteur de KWh	•	•
Compteur d'heure de fonctionnement	•	•
Prise de courant programmable		
Sortie consigne	•	•
Interface pour logiciel MV	○	○
Logiciel NTLog Basic pour régulateur Nabertherm: enregistrement des données via clé USB	•	•
• Standard ○ Option		



**B400 / B410 :**  
5 programmes à 4 segments chacun

**C440 / C450 :**  
10 programmes à 20 segments chacun

**Nabertherm**

**01-01-2020**